

A-dec® Maintenance du simulateur

Après chaque procédure (élève)

- Nettoyer et lubrifier les pièces à main (stériliser le cas).
- Nettoyez le simulateur en essuyant toutes les surfaces avec un liquide vaisselle doux et de l'eau.
- Rincer les conduites d'aspiration, y compris le drain du masque.
- Videz et nettoyez le bocal de collecte à vide (AVS uniquement).
- Ajouter A-dec ICX® à chaque recharge de bouteille d'eau (si une bouteille d'eau optionnelle est utilisée)*.

Hebdomadaire, ou selon les besoins (étudiants ou personnel d'entretien)

Date et heure

- Nettoyer les valves HVE et les valves d'éjection de la salive.
- Inspecter et entretenir le collecteur de solides (option d'aspiration centralisée uniquement), deux fois par semaine.
- Entretenir le collecteur d'huile.
- Lubrifier les mandrins de la pièce à main.
- Nettoyez l'écran de la lampe dentaire LED avec un liquide vaisselle doux et de l'eau. Utilisez une gaze de 2" x 2" ou un chiffon doux pour éviter de rayer l'écran.
- Remplacer la lumière dentaire Medicom® Barrière SafeShield™, le cas échéant.
- Nettoyez le revêtement des chaises et des tabourets avec un liquide vaisselle doux et de l'eau.

Mensuel (étudiant ou personnel d'entretien)

Date/Heure

- Inspecter tous les joints toriques de la pièce à main et du moteur ; les remplacer s'ils sont usés ou endommagés.
- Lubrifier les joints toriques du HVE et de l'éjecteur de salive.
- Tester le niveau de CFU de l'eau de l'unité dentaire et choquer les lignes d'eau avec A-dec ICX Renew® ou ICX Restore™ , selon les besoins*.

Annuel (personnel d'entretien)

Date/Heure


- Remplacer et lubrifier les joints toriques de la seringue et les assemblages de vannes-boutons.
- Remplacer et lubrifier les joints toriques du HVE et de l'éjecteur de salive.
- Remplacer tous les joints toriques de la pièce à main et du moteur.
- Remplacer les filtres à air et à eau dans l'espace utilitaire.
- Lubrifier les joints toriques de la bouteille d'eau.

*Pour des instructions détaillées sur l'entretien de la ligne de flottaison, reportez-vous au guide d'entretien de la ligne de flottaison (p/n 85.0983.00) fourni avec votre équipement. Pour un accès rapide en ligne à ce document, scannez ce code ou allez sur le site www.a-dec.com/resource-center.





 **Siège d'A-dec**
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132
États-Unis
Tél : 1.800.547.1883 aux USA/CAN
Tel : +1.503.538.7478 hors USA/CAN
www.a-dec.com

ÍvÈ.Ç'#È.0012 
86.0703.00 Rev B
Date d'émission 2023-10-17
Copyright 2023 A-dec, Inc.
Tous droits réservés.